


*Campana de
Flujo Laminar*

(CFF101913)




Contenido

Introducción	2
Características	2
Instalación	2
Operación	3
Especificaciones técnicas	3
Panel de control	3
Funcionamiento	4
Panel digital	4
Mantenimiento	5
Advertencias	5
Accesorios incluidos	5

Introducción

La Campana de Flujo Laminar está diseñada para expulsar aire laminar de tal forma que mantiene **la muestra a salvo de contaminantes**. Esta versión de campana de flujo laminar cuenta con dos ventanas laterales, útil para arreglos donde la campana se encuentre accesible por ambos lados. Gracias a su filtro HEPA y al proceso de circulación de aire, la Campana de Flujo Laminar de ICB es ideal para investigación científica, laboratorios, universidades, hospitales, etc.



Características

- Cámara interna de acero inoxidable
- Base interior removible y fácil de limpiar
- Fuerza de aire ajustable
- Modo radiación ultravioleta a 2537 nm
- El flujo de aire es vertical
- Panel digital intuitivo
- Ventana de cristal templado anti-ultravioleta de 5mm
- Filtro HEPA de 99.999% para partículas mayores a 0.3 μm
- Doble ventana, para acceso y uso bilateral

Instalación

- Coloque la Campana de Flujo Laminar en un lugar estable y preferentemente en un lugar céntrico para aprovechar la doble ventana.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de 110V (60Hz) y enciéndelo.
- Levante una ventana lateral, encienda la ventilación y la luz normal.
- Limpie su cámara interna con toallas sin pelusa y etanol, isopropanol o algún otro alcohol a disposición.
- Cierre las ventanas, apague la luz normal.

Operación

Especificaciones técnicas

- Filtro HEPA: **1300 x 640 x 50 mm**
- Prefiltro: **712 x 360 x 5 mm**
- Temporizador UV: **30 min**
- Dimensiones internas: **1320 x 690 x 650 mm**
- Potencia: **440 W**
- Alimentación: **110V/60Hz**

Panel de control




Fig. 2

Definición de cada boton

- ⏻ Encendido/apagado
- ▲ Incrementar
- ☀️ Encender/apagar luz ultravioleta
- 💡 Encender/apagar luz normal
- 🔌 Encender/apagar enchufe
- ▼ Decrementar
- 🌀 Encender/apagar ventilación
- ⚙️ Configuración interna (no modificar)

Funcionamiento

- Encender el equipo, la ventilación y la luz normal.
- Abrir una ventana y limpiar con toallas sin pelusa y etanol, isopropanol o algún otro alcohol a disposición.
- Cerrar las ventanas laterales y apague la luz normal.
- Para esterilizar la cámara interna: Encienda la luz ultravioleta por **30 minutos**. Después, presionar nuevamente para apagarlo.
- Abrir solo una de las ventanas de 20 a 44 cm máximo, o las dos ventanas laterales con una altura máxima de 22 cm.
- Usar la campana de flujo laminar con la luz normal encendida.
- Para apagar el equipo: cerrar las ventanas laterales, apagar la luz normal, la ventilación; y finalmente, el equipo.

Panel digital




Fig. 3

1. Estado de la puerta (cerrado o abierto).
2. Valor de temperatura calculada dentro de la cámara.
3. Estado del ventilador (encendido o apagado)
4. Velocidad del ventilador
5. Estado del temporizador (encendido o apagado)
6. Tiempo restante del temporizador
7. Estado del equipo (encendido o apagado)
8. Esterilización finalizada (encendido o apagado)
9. Estado de la luz normal (encendido o apagado)
10. Estado del enchufe (encendido o apagado)
11. Vida útil restante del filtro HEPA
12. Vida útil restante de la luz ultravioleta

Mantenimiento

Cuando la vida útil del filtro HEPA, o la vida útil de la luz ultravioleta están en sus valores mínimos, favor de visitar nuestro sitio www.icb.mx y contáctenos directamente.


Limpiar cada semana o quincena la cámara interna siguiendo los primeros cuatro pasos del proceso de Funcionamiento mencionado anteriormente.


Advertencias

- Mantenga la cámara interna limpia
- Evitar productos inflamables, venenosos, corrosivos fuertes, etc.
- En caso de falla, desconecte el equipo de la electricidad y contáctenos.
- Evite usar fuego descontrolado dentro de la Campana de Flujo Laminar.

Accesorios Incluidos

- (1) Un fusible
- (2) Control remoto
- (3) Cable de alimentación (110V 60Hz)





Ingeniería Científica Bionanomolecular, S.A. de C.V.

Volcán Parícutín # 5103, El Colli 1º. Sección, Zapopan, Jalisco 45070

Contacto:

Conmutador (33)36288333

Visite nuestra página web <http://icb.mx>

E-mail atencionclientes@icb-mx.com