




**Garantía
2 años**

Agitador Orbital Digital



Descripción

Tiene especificaciones de construcción razonable, nuevo diseño, multifunción, fácil de operar. La velocidad se puede controlar y mostrar digitalmente, tiene dos modelos de trabajo: método de trabajo continuo o temporizado.

Especificaciones Técnicas

Velocidad	20 a 230 rpm
Ø Circular	22 mm
Temporizador	1s - 999min
Capacidad	≤1Kg
Operación	Continua/Tiempo
Dimensiones	320x325x110 mm
Plataforma	302x212 mm
Peso	4.1 kg
Alimentación	110V 60Hz

AVJ100376



Características

- Motor CC de alto rendimiento, silencioso, estable y de larga duración.
- Pantalla LED para visualización de tiempo y velocidad, fácil de leer y operar.
- El diseño de voltaje amplio evita el impacto del voltaje inestable en el equipo.
- El ajuste digital de tiempo y velocidad hace que el control sea más preciso

Accesorios Incluidos

- Cable de alimentación (110V 60Hz).
- Manual de Operación en Español.