

Agitador de Pipetas ICB

ICB-Pipette Shaker

Catálogo: APD100032

Características

- Operación Continua.
- Facilidad de carga y descarga sin necesidad de apagar el equipo.
- Equipo especializado para impedir deslizamientos de la muestra.
- Operación eficiente y silencioso.
- Certificación de calidad: ISO9001




Especificaciones Técnicas

Capacidad Maxima	6 Pipetas
Modos de Uso	3 modos (Encendido, Apagado y Timer)
Velocidad	2500 RPM
Peso	2.2 kg
Dimensiones	150 x 135 x 160 mm
Alimentación	110 v 60 Hz

Volcan Paricutin 5103, El Colli, Zapopan, Jal. C.P. 45070 

33-3628-8333 

33-3628-3660 

ventas1@icb-mx.com / ventas2@icb-mx.com 

www.icb-mx.com 