




**Garantía  
2 años**

# Agitador Magnético con Calentamiento



AMF100426

## Descripción

El agitador magnético con placa de calentamiento es un dispositivo de laboratorio diseñado para mezclar y/o calentar líquidos. Ideal para aplicaciones en química, biología, farmacología u otras disciplinas científicas.

## Especificaciones Técnicas

Velocidad	100 a 2 000 rpm
Temperatura Máx.	380°C
Volumen Máx.	2 000 ml
Operación	Continua
Dimensiones	200 x 120 x 90 mm
Plataforma	120 x120 mm
Peso	1.9 kg
Potencia	180 W
Alimentación	110V 60Hz



## Características

- Perillas para ajuste de temperatura y velocidad.
- Calentamiento mediante resistencia eléctrica.
- Soporte para termómetro ajustable en altura y profundidad.
- Varillas de acero inoxidable.
- Plataforma de aluminio.

## Accesorios Incluidos

- Soporte para termómetro con varillas.
- Barra para agitación magnética.
- Fusible.
- Cable de alimentación (110V 60Hz).
- Manual de Operación en Español.