

# Baños María Digitales ICB

## Baño María Digital ICB 12 Litros

Catálogo: BMF100925

El Baño María Digital ICB es un sistema de temperatura estable que se usa para destilación, secado, concentración, calentamientos de tubos de muestra, etc.



### Características:

- Fabricado en acero inoxidable.
- Control Inteligente de temperatura para un ajuste preciso.
- Sistema de drenaje al costado del equipo.
- Aperturas circulares.
- Tapas circulares para control de temperatura.


Volcan Paricutin 5103, El Colli, Zapopan, Jal. C.P. 45070 

33-3628-8333 

33-3628-3660 

[ventas1@icb-mx.com](mailto:ventas1@icb-mx.com) / [ventas2@icb-mx.com](mailto:ventas2@icb-mx.com) 

[www.icb-mx.com](http://www.icb-mx.com) 



# Baño María Digital ICB 12 Litros

## Especificaciones Técnicas

Capacidad	12 Litros
Rango de Temperatura	TA +5°C - 100 °C
Precisión	± 0.5 °C
Uniformidad	± 1.0 °C
Estructura Exterior	Acero con Pintura Electroestática
Estructura Interior para Agua	Acero Inoxidable con cubierta Electrolítica
Consumo	<b>800 w</b>
Control de Temperatura	Microprocesador
Distribución de Display	Temperatura Actual: Parte Superior Control de Temperatura: Parte Inferior
Timer	1-999 minutos (Programable solo mediante parámetros internos)
Sensor de Temperatura	Sensor Térmico en parte Media
Dimensiones Interiores	305 x 305 x 130 mm
Dimensiones Exteriores	340 x 350 x 210 mm
Dimensiones de Empaque	415 x 415 x 275 mm
Rango de Apertura de Tapas	120 mm diámetro
Numero de Tapas por Abertura	5 Tapas redondas
Alimentación	110v 60 Hz
Peso Neto / Peso Bruto	6 kg / 7 kg

Volcan Paricutin 5103, El Colli, Zapopan, Jal. C.P. 45070 

33-3628-8333 

33-3628-3660 

[ventas1@icb-mx.com](mailto:ventas1@icb-mx.com) / [ventas2@icb-mx.com](mailto:ventas2@icb-mx.com) 

[www.icb-mx.com](http://www.icb-mx.com) 