

Baños María Digitales ICB

Baño María Digital ICB

6.3 Litros

Catálogo: BMF100917

El Baño María Digital ICB es un sistema de temperatura estable que se usa para destilación, secado, concentración, calentamientos de tubos de muestra, etc.



Características:

- Fabricado en acero inoxidable.
- Control Inteligente de temperatura para un ajuste preciso.
- Sistema de drenaje al costado del equipo.
- Aperturas circulares.
- Tapas circulares para control de temperatura.


Volcan Paricutin 5103, El Colli, Zapopan, Jal. C.P. 45070 

33-3628-8333 

33-3628-3660 

ventas1@icb-mx.com / ventas2@icb-mx.com 

www.icb-mx.com 



Baño María Digital ICB 6.3 Litros

Especificaciones Técnicas

Capacidad	6.3 Litros
Rango de Temperatura	TA +5°C - 100 °C
Precisión	± 0.5 °C
Uniformidad	± 1.0 °C
Estructura Exterior	Acero con Pintura Electroestática
Estructura Interior para Agua	Acero Inoxidable con cubierta Electrolítica
Consumo	600 w
Control de Temperatura	Microprocesador
Distribución de Display	Temperatura Actual: Parte Superior Control de Temperatura: Parte Inferior
Timer	1-999 minutos (Programable solo mediante parámetros internos)
Sensor de Temperatura	Sensor Térmico en parte Media
Dimensiones Interiores	305 x 160 x 130 mm
Dimensiones Exteriores	340 x 210 x 210 mm
Dimensiones de Empaque	405 x 275 x 275 mm
Rango de Apertura de Tapas	120 mm diámetro
Numero de Tapas por Abertura	5 Tapas redondas
Peso	4 kg
Alimentación	110v 60 Hz
Peso Neto / Peso Bruto	4 kg / 5 kg

Volcan Paricutin 5103, El Colli, Zapopan, Jal. C.P. 45070 

33-3628-8333 

33-3628-3660 

ventas1@icb-mx.com / ventas2@icb-mx.com 

www.icb-mx.com 