



# ICB

## Campana de Flujo Laminar de Mesa

### Campana de Flujo Laminar ICB CFF101921



Ventana transparente de 5 mm de grosor



Luz Ultravioleta de 8W para una descontaminación más eficiente.



Display LED con control de equipo por microprocesador



#### CARACTERISTICAS:

- Display LED con control por microprocesador
- Sistema de esterilización UV
- Filtro HEPA con 99.99 % de eficiencia a 0.5um
- Velocidad de aire ajustable.
- Equipo de mesa, con sujetador para fácil movilidad y ahorro de espacio.
- Prefiltro de fibra de poliuretano, lavable y antirradiación UV


Volcan Paricutin 5103, El Colli,  
Zapopan, Jal. C.P. 45070

33-3628-8333

33-3628-3660

[ventas1@icb-mx.com](mailto:ventas1@icb-mx.com) / [ventas2@icb-mx.com](mailto:ventas2@icb-mx.com)


<https://icb.mx/>



# Campana de Flujo Laminar ICB CFF101921

## Campana de Flujo Laminar de Mesa ICB

<b>Especificaciones Técnicas</b>	
Modelo	ICB-600P (Protege muestras experimentales)
Dirección del Aire	Vertical
Filtro HEPA	99.99 % de eficiencia a 0.5um
Vel. Del Aire	0.2-0.6 m/s ajustable
Nivel de Ruido	≤ 62 dB
Cabina Interior	Fabricada en Acero Inoxidable
Puerta de operación	Puerta de cristal Templado
Espacio de abertura	310 mm
Prefiltro	Fibra de poliuretano lavable
Lámpara Led	8 W
Lámpara UV	8 W
Ventilador	90 W una pieza



# Campana de Flujo Laminar ICB CFF101921

## Campana de Flujo Laminar de Mesa ICB

<b>Especificaciones Técnicas</b>	
Display	LED
Sistema de Control de Aire	Ajuste inteligente multinivel
Función Adicional del Controlador	Abertura y Cerrado de iluminación de esterilizado mediante una tecla
Medidas Externas	550 x 460 x 700 mm
Medidas Internas	480 x 340 x 370 mm
Medidas de embalaje	680 x 590 x 850 mm
Consumo	0.11 kW
Requerimientos eléctricos	AC 110V 60 Hz
Peso Del equipo N/G y G/W	36 / 41 kg