




**Garantía  
3 años**

# Centrífuga FUGE I

CDY101774



## Descripción

La centrífuga FUGE I se utiliza para la separación y/o sedimentación de componentes en muestras biológicas, tales como sangre, orina, etc. Ideal para laboratorios clínicos, médicos e investigación científica.

## Especificaciones Técnicas

Velocidad	300 - 4000 rpm
FCR Máxima	1 880 xg
Temporizador	1s - 99 min
Operación	Tiempo
Ruido	<55dB
Dimensiones	310x270x220 mm
Peso	8 kg
Potencia	100 W
Alimentación	110V 60Hz




**9001:2015  
13485:2016**



Elige tu rotor:

12x5 ml



1540 xg

12x7 ml



1540 xg

12x10 ml



1790 xg

8x15 ml



1880 xg

## Características

- Motor libre de mantenimiento sin escobillas de carbón.
- Pantalla LED de 7 segmentos para controlar la velocidad y el tiempo.
- Ventana superior para la medición de RPM con tacómetro.
- Niveles de aceleración y desaceleración programables.
- Velocidad configurable en RPM y/o FCR.
- Alarma sonora al finalizar el ciclo.
- Apertura manual de la tapa.
- Base estable con ventosas.

## Accesorios Incluidos

- 1 Rotor angular a elegir.
- Cable de alimentación (110V 60Hz).
- Manual de Operación en Español.