

ICB

Microcentrifugas ICB

Centrífuga ICB Fuge XVI

Alta Velocidad

Catálogo CDY101991

Características:

- Motor sin carbones y libre de mantenimiento, alta velocidad de aceleramiento y frenado.
- Controlador de doble núcleo, para controlar parámetros, tiempo, velocidad etc.
- Tapa de sellado electrónico, con protección para velocidad, desbalance y sobrecalentamiento
- Gran cantidad de rotores, para configurar el equipo a sus requerimientos.
- Cuerpo de Acero de Alta calidad en 3 capas.
- Garantía de 3 años contra defecto de fábrica.



Especificaciones Técnicas

Velocidad Máxima	16,000 RPM * 10,000 RPM ° 11,000 RPM ^
Volumen Máximo Rotores disponibles	• 24 x 1.5/2.0 ml * • 12 x 15 ml ° • 6 x 50 ml ^
Tiempo	0-99 minutos
Precisión de Velocidad	± 20 RPM
RCF Máxima	17940 xg
Ruido	< 58 dba
Peso	50 kg
Alimentación	AC 120v 60 Hz 5A
Empaque	Caja de Cartón


Volcan Paricutin 5103, El Colli, Zapopan, Jal. C.P. 45070

33-3628-8333

33-3628-3660

ventas1@icb-mx.com / ventas2@icb-mx.com

www.icb-mx.com



ICB

Centrífugas Clínicas ICB

Centrífuga ICB Fuge XVI Alta Velocidad

ROTORES DISPONIBLES

Rotor	Max. RPM	Max. Capacidad	Max. RCF (xg)
Rotor Angular	16000 RPM	24 x 1.5/2.0 ml	17940
Rotor Angular	10000 RPM	12 x 15 ml	11840
Rotor Angular	11000 RPM	6 x 50 ml	13480



Volcan Paricutin 5103, El Colli, Zapopan, Jal. C.P. 45070 

33-3628-8333 

33-3628-3660 

ventas1@icb-mx.com / ventas2@icb-mx.com 

www.icb-mx.com 