




**Garantía  
2 años**

# Mezclador de 15 Tubos



## Descripción

El mezclador de tubos es un dispositivo diseñado para homogeneizar líquidos o soluciones contenidas en tubos o viales. Ideal para laboratorios de química, biología, bioquímica, farmacología, etc.

## Especificaciones Técnicas

Velocidad	24 rpm
Capacidad	15 tubos de 15 ml
Operación	Continua
Inclinación	27°
Dimensiones de plataforma	300 x 115 mm
Dimensiones del equipo	350x140x110mm
Peso	1.5 kg
Potencia	4 W
Alimentación	110V 60Hz

MTI103301



## Características

- Motor libre de mantenimiento sin escobillas de carbón.
- Sistema de movimiento vaivén / balancín
- Operación continua, estable y silenciosa.
- Switch de encendido y apagado.
- Plataforma de goma removible y autoclavable.

## Accesorios Incluidos

- Plataforma de goma antideslizante
- Cable de alimentación (110V 60Hz)
- Manual de Operación en Español