


2019

ICB Mezclador


Mezclador de tubos ICB



ICB

INGENIERIA CIENTIFICA BIONANOMOLECULAR, S.A. DE C.V.


Manual Instructivo Mezclador ICB




- 1- Base de goma
- 2- Apagador

Instrucciones de uso:

- 1- Conéctese a la toma de corriente.
- 2- Coloque la muestra en un tubo contenedor bien cerrado, después colóquelo en la base de goma (1).
- 3- Accione el apagador para encender.
- 4- Los tubos pueden ser colocados y quitados del equipo sin apagar. Diagrama





Ingeniería Científica Bionanomolecular, S.A. de
C.V.

Volcán Paricutín # 5103, El Colli 1º. Sección, Zapopan, Jalisco 45070

Contacto:

Conmutador (33)36288333

Visite nuestra página web www.icb-mx.com

E-mail info@icb-mx.com