

Microscopio Binocular Prisma 300

Los microscopios binoculares Prisma están diseñados para darle una gran calidad en su óptica. El moderno diseño del Prisma 300 y su gran calidad de óptica lo hace un compañero ideal para su trabajo Ideal para laboratorios clínicos, bacteriológicos, histopatológicos etc.

Especificaciones Técnicas	
Cabeza	Cabeza binocular óptica sin compensación inclinada a 30°, distancia interpupilar 48-75 mm.
Oculares	Oculares de campo amplio WF 10X/20mm con ajuste de dioptrías.
Campo visual	20 mm
Objetivos	Planos con corrección al infinito: 4x, 10x, 40x y 100x
Condensador	Condensador tipo Abbe N.A. 1.25 con diafragma, ajuste Koehler.
Platina	Platina mecánica de doble capa 140 x 132 mm, rango de desplazamiento 76 x 50 mm.
Iluminación	Led de 3W con control de intensidad
Ajuste	Ajuste de enfoque coaxial y enfoque fino, división fina 0.002mm, macro 25 mm
Revolver	Cuádruple
Opcionales Sobre Pedido	Kit de Contraste de Fase (10x, 20x, 40x y 100x) Condensador de Campo oscuro, Modulo para Fluorescencia, Cabezal Triocular, Montura en C, Platina con Calentamiento

Volcan Paricutin 5103, El Colli, Zapopan, Jal. C.P. 45070 2

33-3628-8333 💿

ventas1@icb-mx.com / ventas2@icb-mx.com

https://icb.mx/