


TUBO Cónico 15 ml

TCY109851



Descripción

El tubo de centrifugación es un cilindro de plástico con fondo cónico diseñado para contener 15ml de muestras biológicas o químicas durante el proceso de centrifugación.

Especificaciones Técnicas

Capacidad	15 ml
Graduaciones	0.5 ml
FCR Máx.	12 000 xg
Temperatura	-80° a 121° C
Bolsa	50 piezas
Autoclavable	121°C x 20 min
Dimensiones	17 x 120 mm
Peso	320 g



Características

- Fabricados con plástico de polipropileno.
- Tapa de rosca con cierre hermético.
- Se puede esterilizar en autoclave.
- Graduaciones en color blanco.
- Área de escritura blanca.
- Fondo conico.
- No estériles.

∅ Externo: 1.7 cm

∅ Interno: 1.5 cm

