


# TUBO Cónico 50 ml

TCY109866



## Descripción

El tubo de centrifugación es un cilindro de plástico con fondo cónico diseñado para contener 50ml de muestras biológicas o químicas durante el proceso de centrifugación.

## Especificaciones Técnicas

Capacidad	50 ml
Graduaciones	2.5 ml
FCR Máx.	16 000 xg
Temperatura	-80° a 121° C
Bolsa	50 piezas
Autoclavable	121°C x 20 min
Dimensiones	30 x 115 mm
Peso	660 g



## Características

- Fabricados con plástico de polipropileno.
- Tapa de rosca con cierre hermético.
- Se puede esterilizar en autoclave.
- Graduados en color negro.
- Área de escritura blanca.
- Fondo cónico.
- No estériles.

∅ Externo: 3 cm

∅ Interno: 2.8 cm

