



## Rotor de Plaquetas ICB

Catálogo: RPD105362

### Características

- Capacidad máxima 12 paquetes
- Canasta de acero inoxidable con sistema de rotación de 360°
- Velocidad máxima de giro: 9 rpm
- Control analógico de velocidad
- Cuenta con Tacómetro para lectura de velocidad de giro
- Mantiene los paquetes en estado óptimo
- Uso óptimo de su espacio: ocupa solo un área de 41×36 cm
- Opera a 120V/60Hz



Volcan Paricutin 5103, El Colli, Zapopan, Jal. C.P. 45070 

33-3628-8333 

33-3628-3660 

[ventas1@icb-mx.com](mailto:ventas1@icb-mx.com) / [ventas2@icb-mx.com](mailto:ventas2@icb-mx.com) 

[www.icb-mx.com](http://www.icb-mx.com) 