



# ICB

## Rotor Orbital Digital ICB

Catálogo: ROG105315

### Características

- Usado en pruebas de VDRL, PRP y EIA.
- Operación silenciosa y estable.
- Display digital con control de velocidad y tiempo
- Tiempo ajustable desde 0 a 100 horas.
- Cuenta regresiva y operación continua.



### Especificaciones Técnicas

Velocidad	10-250 RPM
Tiempo	Continuo y regresivo 0-99 horas
Control	Digital para velocidad y tiempo
Dimensiones de placa	280 x 280 mm
Diámetro de Orbita	20 mm
Capacidad de carga	2 kg a 150 RPM y 1 kg a 250 RPM
Accesorios incluidos	Resorte sujetador
Peso	5 kg
Dimensiones de Equipo	280 x 295 x 140 mm

Volcan Paricutin 5103, El Colli, Zapopan, Jal. C.P. 45070 

33-3628-8333 

33-3628-3660 

[ventas1@icb-mx.com](mailto:ventas1@icb-mx.com) / [ventas2@icb-mx.com](mailto:ventas2@icb-mx.com) 

[www.icb-mx.com](http://www.icb-mx.com) 