



Rotor Orbital Analógico ICB

Catálogo: ROJ105412

Características

- Usado en pruebas de VDRL, PRP y EIA.
- Operación silenciosa y estable.
- Control Analógico de velocidad y tiempo mediante perillas.
- Tiempo ajustable.
- Velocidad Ajustable



Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas	
Velocidad	20-210 RPM
Tiempo	Continuo de 0-15 Minutos
Control	Analógico mediante perillas
Dimensiones de placa	315 x 218 mm
Diámetro de Orbita	20 mm
Capacidad de carga	2 kg a 150 RPM y 1 kg a 210 RPM
Peso	5 kg
Dimensiones de Equipo	320 x 295 x 140 mm

Volcan Paricutin 5103, El Colli, Zapopan, Jal. C.P. 45070 

33-3628-8333 

33-3628-3660 

ventas1@icb-mx.com / ventas2@icb-mx.com 

www.icb-mx.com 