



## Agitador ICB Vortex Eco

Catálogo: AVJ100217

### Características

- Compacto y ligero.
- Cabezal amplio para tubos.
- Dos modos de operación (continuo o automática mediante presión).
- Acción mezcladora rápida, completa y silenciosa.



### Especificaciones Técnicas

Velocidad	3000 RPM
Dimensiones de cabezal	50 x 50 x 25 mm
Dimensiones del equipo	160 x 130 x 170 mm
Peso	4 kg
Alimentación	110 v 60 Hz

Volcan Paricutin 5103, El Colli, Zapopan, Jal. C.P. 45070 

33-3628-8333 

33-3628-3660 

[ventas1@icb-mx.com](mailto:ventas1@icb-mx.com) / [ventas2@icb-mx.com](mailto:ventas2@icb-mx.com) 

[www.icb-mx.com](http://www.icb-mx.com) 