




**Garantía  
2 años**

# Autoclave 18 Litros



ACF100473

## Descripción

El autoclave esterilizador de 18 litros un equipo diseñado para la esterilización de materiales de laboratorio y médicos, como ropa, gomas, soluciones embotelladas y utensilios, mediante vapor a alta presión, garantizando así la asepsia.

## Especificaciones Técnicas

Capacidad	18 litros
Temperatura	126 °C
Presión de trabajo	0.14 a 0.16 MPa
Operación	Continua
Dimensiones Internas	Ø 280x260 mm
Dimensiones Externas	Ø 410x430 mm
Peso	14 kg
Potencia	2 KW
Alimentación	110V 60Hz



## Características

- Estructura interior y exterior de acero inoxidable.
- Manómetro integrado para medir la presión y temperatura interna.
- Sistema de autoprotección contra sobretemperatura.
- Calentamiento mediante resistencia eléctrica.
- Doble válvula, de seguridad y de escape de vapor.

## Accesorios Incluidos

- Placa tamiz de acero inoxidable
- Tambor esterilizador
- Llave de mariposa
- Cable de alimentación (110V 60Hz)
- Manual de Operación en Español