




**Garantía
3 años**

Centrífuga FUGE X

Refrigerada para Banco de Sangre



CDY102464

Descripción

La centrífuga refrigerada de piso para bolsas de sangre es un equipo especializado que permite la separación de componentes sanguíneos a bajas temperaturas, con una gran capacidad y controles avanzados para su uso en laboratorios y bancos de sangre.

Especificaciones Técnicas

Velocidad	200 - 4000 rpm
FCR Máxima	4060 xg
Temperatura	-20°C a 40°C
Temporizador	1min - 9h 59min
Ruido	<60dB
Dimensiones	830x670x780 mm
Peso	184 kg
Potencia	2500 W
Alimentación	110V 60Hz



**9001:2015
13485:2016**



Rotor oscilante:
4 x 1000 ml



Para bolsas de sangre primaria, doble, triple o cuadruple.

Características

- Motor libre de mantenimiento sin escobillas de carbón.
- Compresor libre de CFC con doble ciclo de enfriamiento.
- Pantallas LED de 7 segmentos para la configuración de parámetros.
- Ventana superior para la validación de RPM con tacómetro.
- 10 Niveles de aceleración y desaceleración programables.
- 10 Memorias disponibles para guardar la configuración.
- Cámara interior fabricado en acero inoxidable SUS304.
- Velocidad configurable en RPM y/o FCR.
- Alarma sonora al finalizar el ciclo.
- Cerradura electrónica de la tapa.
- Pastilla de seguridad contra descargas eléctricas.
- Apertura manual de emergencia.

Accesorios Incluidos

- Rotor oscilante 4x1000ml
- Cable de alimentación (110V 60Hz)
- Manual de Operación en Español