




**Garantía  
2 años**

# Agitador de Microplacas



## Descripción

El agitador de microplacas se utiliza para agitar o mezclar el contenido de los pozos de la microplaca con el fin de homogeneizar las muestras. Ideal para universidades, laboratorios y hospitales.

AMJ100384



## Especificaciones Técnicas

Velocidad	800 a 2600 rpm
Tiempo	0 - 60 min
Ø Orbital	8.5 mm
Plataforma	1 microplaca
Operación	Continua/Tiempo
Dimensiones	185x185x135 mm
Peso	1.5 kg
Potencia	20 W
Alimentación	110V 60Hz

## Características

- Motor libre de mantenimiento sin escobillas de carbón.
- Motor de alto desempeño y operación silenciosa.
- Perillas para ajuste de velocidad y tiempo.
- Plataforma de silicona fácil de limpiar y resistente al desgaste.
- Se adapta a varios tipos de placas celulares.

## Accesorios Incluidos

- Plataforma de silicona.
- Cable de alimentación (110V 60Hz)
- Manual de operación en español.