




**Garantía
2 años**

Agitador Orbital Digital



AOJ100376

Descripción

El agitador orbital digital de ICB es un dispositivo de laboratorio diseñado para mezclar suavemente el líquido contenido en matraces, tubos de ensayo, placas de cultivo, etc. Ideal para laboratorios de biología, química, microbiología y bioquímica.

Especificaciones Técnicas

Velocidad	20 a 230 rpm
Temporizador	1 - 999 min
Ø Orbita	22 mm
Carga	≤1Kg
Operación	Continua/Tiempo
Plataforma	302x212 mm
Dimensiones	320x325x110 mm
Peso	4.1 kg
Alimentación	110V 60Hz



9001:2015
13485:2016



Conformidad
Europea



Características

- Motor libre de mantenimiento sin escobillas de carbón.
- Pantalla LED para controlar la velocidad y el tiempo.
- Operación completamente silenciosa.
- Alarma sonora al finalizar el ciclo.
- Base de goma antideslizante y autoclavable.

Accesorios Incluidos

- Cable de alimentación (110V 60Hz)
- Manual de Operación en Español