




**Garantía
2 años**

Agitador Vortex Digital



Descripción

Equipo es utilizado para mezclar muestras/reactivos rápidamente. Este tipo de mezclador ocupa poco espacio y tiene altas revoluciones por minuto. Los mezcladores Vortex se pueden utilizar en cualquier laboratorio, pero se utilizan principalmente en laboratorios de microbiología, bioquímica, biociencia y análisis.

Especificaciones Técnicas

Velocidad	0 a 2800 rpm
Tiempo	1s - 99 min
Ø Vortice	4.4 mm
Operación	Continua / Tiempo
Protección	IP21
Dimensiones	130x160x155 mm
Peso	2.5 kg
Potencia	60 W
Alimentación	110V 60Hz

AVJ100361



Cabezales incluidos:



Características

- Motor de alto desempeño con operación silenciosa.
- Pantalla LED para controlar la velocidad.
- Cambio de cabezales sin necesidad de herramientas.
- Alarma sonora al finalizar el ciclo.

Accesorios Incluidos

- Cabezal de plataforma de Ø 99mm
- Cabezal para 1 tubo de Ø 30mm
- Cabezal para 4 tubos de 50ml
- Cabezal para 8 tubos de 5ml, 10ml y 15ml
- Cabezal para 24 tubos de 1.5ml y 2ml
- Cabezal para 37 tubos de 0.5ml
- Cabezal para 88 tubos de 0.2ml
- Cable de alimentación (110V 60Hz)
- Manual de Operación en Español