




**Garantía
2 años**

Agitador Vortex ECO



ICB

Descripción

El Agitador Vortex se utiliza para mezclar homogéneamente cualquier polvo o líquido en diferentes tubos de ensayo, para resuspender partículas, suspensiones celulares o extracciones de fármacos, mezclar muestras de tejido, pruebas ELISA y RIA en laboratorios de biología, química, clínico, etc.

AVJ100217



Especificaciones Técnicas

Velocidad	3000 rpm
Ø Vortice	4 mm
Operación	Continua/Presión
Protección	IP21
Dimensiones	Ø 170x160 mm
Peso	4 kg
Potencia	30 W
Alimentación	110V 60Hz

Características

- Dos modos de operación (continuo o automática mediante presión).
- Motor de alto desempeño con operación silenciosa.
- Interruptor para cambiar entre modos de operación.
- Estructura de metal resistente a golpes.

Accesorios Incluidos

- Cabezal para tubos de Ø50mm
- Cable de alimentación (110V 60Hz)
- Manual de Operación en Español