




**Garantía
2 años**



Agitador Vortex Mini

Descripción

El mini agitador vortex es un equipo de laboratorio diseñado para mezclar muestras líquidas mediante la generación de un vórtice. Es ideal para aplicaciones en laboratorios de biología molecular, bioquímica, microbiología, etc.

Especificaciones Técnicas

Velocidad	3 200 rpm
Ø Orbita	4.5 mm
Operación	Presión
Ruido	<70 dB
Dimensiones	55x113x81 mm
Peso	770 g
Potencia	8 W
Alimentación	110V 60Hz

AVD100272



Características

- Motor libre de mantenimiento sin escobillas de carbón.
- Motor de alto desempeño y operación silenciosa.
- Perilla para ajuste de velocidad.
- Operación mediante presión.
- Cabezal de silicona fácil de limpiar y resistente al desgaste

Accesorios Incluidos

- Cable de alimentación (110V 60Hz)
- Manual de Operación en Español