




**Garantía
2 años**

Agitador Vortex Mixer 2000



AVD100113

Descripción

El agitador Vortex Mixer 2000 se utiliza para mezclar homogéneamente cualquier polvo o líquido en diferentes matraces, vasos de precipitado o tubos. Ideal para laboratorio de biología, química y clínico.

Especificaciones Técnicas

Velocidad	3000 RPM
Cabezal	Ø 80 mm
Operación	Continua/Presión
Dimensiones	123 x 163 x 170 mm
Peso	3.8 kg
Potencia	35 W
Alimentación	110V 60Hz



Características

- Funcionamiento continuo o mediante presión.
- Motor de alto desempeño con operación silenciosa.
- Puede mezclar matraces, vasos y tubos
- Estructura de metal resistente a golpes.

Accesorios Incluidos

- 1 Cabezal (plataforma de goma)
- Cable de alimentación (110V 60Hz).
- Manual de Operación en Español.