




**Garantía
2 años**

Autoclave 18 litros



ACF100347

Descripción

El autoclave de 18 litros, es un equipo diseñado para la esterilización por calor húmedo (vapor a alta presión), ideal para una amplia gama de aplicaciones, como son: en laboratorios de alimentos, bebidas, agricultura, cosméticos, hospitales, clínicas médicas, laboratorios de Química y Biología, oficinas dentales, etc., garantizando la asepsia de sus instrumentos, materiales y residuos biológicos.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor/Dato	Unidades
Capacidad	18	L
Temperatura	126	°C
Presión de trabajo	0.14 a 0.16	MPa
Operación	Continua	-
Dimensiones internas	Ø 280x260	mm
Dimensiones externas	410x410x520	mm
Peso	16	kg
Potencia	2	kW
Alimentación	110/60	V/Hz



Características

- Manómetro integrado para medir la presión y temperatura interna.
- Confiable y seguro con máxima seguridad de presión de 0.165 Mpa.
- Estructura interior y exterior de acero inoxidable.
- Diseño con excelente retención de calor y mayor duración.
- Sistema de autoprotección contra sobrecalentamiento.
- Calentamiento mediante resistencia eléctrica.
- Doble válvula, de seguridad y de escape de vapor.
- Diseño compacto adecuado para ahorro de espacio.
- Cierre hermético que permite controlar la presión interna de forma segura.
- Llave de drenado para evacuar el agua residual y el vapor condensado.
- Fácil y seguro de operar en sus instalaciones.

Accesorios Incluidos

- Placa tamiz de acero inoxidable.
 - Tambor esterilizador.
 - Llave de mariposa.
 - Cable de alimentación (110V 60Hz).
- ¡¡Incluye Manual de Operación en Español!!