




**Garantía  
3 años**

# Centrífuga Citológica Cytofuge



CDY102472

## Descripción

La centrífuga citológica CYTOFUGE se utiliza para separar las células de la suspensión líquida en la que se encuentran. Ideales para laboratorio de diagnóstico e investigación, usadas comúnmente para la preparación de frotis citológicos.

## Especificaciones Técnicas

Velocidad Máx.	4 000 rpm
FCR Máxima	2 170 xg
Temporizador	0 - 99min
Vol. Máximo	6x30 ml
Ruido	≤55dB
Dimensiones	528x370x280 mm
Alimentación	110V 60Hz



**9001:2015  
13485:2016**



Rotor Incluido:



6x30 ml



Ejemplo

## Características

- Motor libre de mantenimiento sin escobillas de carbón.
- Pantalla LED para controlar la velocidad y el tiempo.
- Ventana superior para la medición de RPM con tacómetro.
- Niveles de aceleración y desaceleración programables.
- Sistema de seguridad de apertura y cierre de la tapa.
- Cerradura electrónica con apertura automática.
- Velocidad configurable en RPM y/o FCR.
- Cámara interior fabricada en acero inoxidable.
- Alarma sonora al finalizar el ciclo.
- Cuerpo de acero de alta calidad.

## Accesorios Incluidos

- Rotor 6x30 ml.
- 6 bases para rotor oscilante.
- 6 bases para camisas.
- 6 camisas para tubos de 30 ml.
- 6 camisas para tubos de 9 ml.
- Cable de alimentación (110V 60Hz).
- Manual de Operación en Español.