




**Garantía
2 años**

Centrífuga FUGE I



CDY101774

Descripción

La Centrífuga FUGE I, es un equipo diseñado con un funcionamiento suave, bajo nivel de ruido y mínima vibración capaz de alcanzar una velocidad de 4000 rpm. Cuenta con control con visualización digital de velocidad, tiempo y fuerza RCF. Es una centrifuga ideal para la separación y/o sedimentación de componentes en laboratorios clínicos, bancos de sangre, así como en laboratorios de investigación, de biología molecular, microbiología, biotecnología, farmacéuticos, en otros.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor/Dato	Unidades
Velocidad Máx.	4000	rpm
FCR Máxima	1880	xg
Exactitud	±20	rpm
Temporizador	1 a 99	min
Operación	Tiempo	-
Ruido	< 55	dB(A)
Dimensiones	260x300x200	mm
Peso	6.5	kg
Potencia	0.1	kW
Alimentación	110/60	V/Hz


CE
Conformidad
Europea

ISO
9001:2015



Elige tu rotor:

12x5 ml



1540 xg

12x7 ml



1540 xg

12x10 ml



1790 xg

8x15 ml



1880 xg

Características

- Pantalla LED de 7 segmentos para controlar velocidad y tiempo.
- Ajuste digital de la velocidad hasta un máximo de 4000 rpm.
- Velocidad fácilmente configurable en RPM o en FCR para el operador.
- Cuenta con 10 Niveles de aceleración y desaceleración programables.
- Ventana superior para la medición de velocidad de RPM con tacómetro.
- Alarma sonora al final del ciclo para una mayor seguridad al operador.
- Interruptor de seguridad que evita la centrifugación si la tapa está abierta.
- Base estable con ventosas para una buena fijación a la superficie de trabajo.
- Motor sin escobetillas de carbón, libre de mantenimiento.
- Bloqueo eléctrico de cubierta para evitar que se abra durante el funcionamiento.
- Funcionamiento suave, bajo nivel de ruido y mínima vibración.
- Es una herramienta pequeña y portátil, muy práctico de usar.

Accesorios Incluidos

- Rotor Angular a elegir.
- Cable de alimentación (110V 60Hz).

¡¡Incluye Manual de Operación en Español!!