




**Garantía  
3 años**

# Centrífuga FUGE VII



CDY102456

## Descripción

La microcentrífuga FUGE VII es un equipo de laboratorio diseñado para centrifugar pequeñas muestras líquidas a alta velocidad.

Es ideal para aplicaciones en biología molecular, biotecnología, bioquímica, etc.

## Especificaciones Técnicas

Velocidad Máx.	14 000 rpm
FCR Máxima	15 580 xg
Temporizador	1s - 99min
Capacidad	20x1.5/2ml
Operación	Continua/Tiempo
Ruido	<55dB
Dimensiones	360x275x206 mm
Peso	14.5 kg
Alimentación	110V 60Hz



Rotor Incluido:



20 x 1.5/2 ml

## Características

- Motor libre de mantenimiento sin escobillas de carbón.
- Pantalla LED para controlar la velocidad y el tiempo.
- Cerradura electrónica con apertura automática.
- Cuerpo y cámara interior de acero inoxidable.
- Protección contra desbalanceo.
- Alarma sonora al finalizar el ciclo.

## Accesorios Incluidos

- Rotor para microtubos de 20x1.5/2ml.
- Cable de alimentación (110V 60Hz).
- Manual de Operación en Español.