




**Garantía  
3 años**

# Centrífuga FUGE XV Refrigerada



CDY102642

## Descripción

La centrífuga FUGE XV refrigerada está diseñada para controlar la temperatura protegiendo las muestras sensibles y realizando una separación precisa. Ideal para banco de sangre.

## Especificaciones Técnicas

Velocidad	5000 rpm
FCR Máx.	4730 xg
Temporizador	0-99 min
Operación	Tiempo
Temperatura	-20°C a 40°C ±1°C
Ruido	≤ 58dB
Dimensiones	700x715x420 mm
Peso	125 kg
Potencia	1200 W
Alimentación	110V 60Hz



**9001:2015  
13485:2016**



Incluye rotor:



**4x800 ml  
4730 xg**

## Características

- Compresor libre de flúor, doble ciclo de enfriamiento y calentamiento.
- Motor libre de mantenimiento sin escobillas de carbón.
- Panel digital para programar la velocidad y el tiempo.
- Ventana superior para la validación de RPM con tacómetro.
- Sistema de seguridad de apertura y cierre de la tapa..
- Cerradura electrónica con apertura automática.
- Cámara interior fabricada en acero inoxidable SUS304.
- Velocidad configurable en RPM y/o FCR.
- Cuerpo de acero de alta calidad.

## Accesorios Incluidos

- 1 Rotor oscilante 4 x 800 ml.
- 4 Camisas para bolsa de sangre.
- Cable de alimentación (110V 60Hz).
- Manual de operación en español.