




**Garantía
3 años**

Centrífuga SEROFUGE



CDY101983

Descripción

La centrífuga SEROFUGE está diseñada para separar componentes de muestras biológicas, especialmente sangre y sus derivados. Ideal para el lavado de células, separación de suero y plasma, preparación de muestras y concentración de células.

Especificaciones Técnicas

Velocidad	4000 RPM
FCR Máx	2000 xg
Temporizador	0-99 min
Operación	Tiempo
Ruido	≤ 55dB
Dimensiones	265 x 483 x 320 mm
Peso	24 kg
Potencia	100 W
Alimentación	110V 60Hz



**9001:2015
13485:2016**



Elige tu rotor:

12x7/5 ml



1000 xg
3000 rpm

12x2/1.5/0.5 ml



2000 xg
4000 rpm

Características

- Motor libre de mantenimiento sin escobillas de carbón.
- Panel digital para programar la velocidad y el tiempo.
- Ventana superior para la validación de RPM con tacómetro.
- Sistema de seguridad de apertura y cierre de la tapa.
- 10 Niveles de aceleración y desaceleración programables.
- Cerradura electrónica con apertura automática.
- Cámara interior fabricada en acero inoxidable SUS304.
- Velocidad configurable en RPM y/o FCR.
- Alarma sonora al finalizar el ciclo.
- Protección contra desbalanceo.
- Cuerpo de acero de alta calidad.

Accesorios Incluidos

- **1 Rotor a elegir.**
- Cable de alimentación (110V 60Hz).
- Manual de Operación en Español.