




**Garantía
2 años**

Contador de células electrónico



Descripción

Este contador de células electrónico es especialmente útil en investigaciones biológicas, análisis de muestras clínicas, cultivos celulares y estudios de viabilidad celular. Su diseño ergonómico y de manejo sencillo facilita el proceso de conteo, ahorrando tiempo y minimizando errores.

CDD101662



Características

- Sistema controlado por microprocesador con conteos simples y exactos.
- 8 teclas mecánicas en color rojo y blanco.
- Segmentos con pantalla LCD individual y totalizador.
- Tecla con imágenes de células para su correcta identificación.
- Capacidad de conteo de 0 - 999.
- Botón de porcentaje y de reseteo.
- Botón de +/- para incrementar o decrementar el conteo.
- Fuente de poder 100V ó 2 baterías AA

Accesorios Incluidos

- Cable de alimentación (110V 60Hz)
- Manual de Operación en Español