




**Garantía
2 años**

Contador de Células Mecánico



CDD101267

Descripción

El contador de células mecánico es un dispositivo utilizado en laboratorios para clasificar y contar diferentes tipos de células presentes en una muestra. Utilizado en investigaciones biológicas, pruebas médicas y cultivos celulares.

Especificaciones Técnicas

Número de Teclas	8
Número de ventanas	9
Totalizador	Si
Rango de conteo	0 - 999
Dimensiones	320 x 80 x 50 mm
Peso	800g



**9001:2015
13485:2016**

Características

- Carcasa de plástico ABS resistente a impactos y a químicos.
- Perillas laterales para restablecer el conteo a ceros.
- Timbre de señal cuando se han contado 100 células.
- Tira con imágenes a color para identificar cada tipo de células.
- Base con 4 gomas antideslizantes.
- Engranajes resistentes al desgaste.

Accesorios Incluidos

- Manual de Operación en Español.