




**Garantía
2 años**

Contador de Células Mecánico 8 teclas

CDD101267



Descripción

El Contador de Células Mecánico de 8 Teclas, es un dispositivo utilizado en laboratorio para clasificar y contar diferentes tipos de células presentes en una muestra. Es una herramienta valiosa para realizar recuentos celulares manuales y otras tareas de recuento diferencial, ofreciendo gran funcionalidad en investigaciones biológicas, pruebas médicas, hematológicas y cultivos celulares.

Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor/Dato	Unidades
No. de teclas	8	-
No. de ventanas	9	-
Totalizador	Sí presenta	-
Rango de conteo	000 - 999	-
Dimensiones	320x80x50	mm
Peso	800	g



Características

- Funcionamiento mecánico sin necesidad de uso de baterías o corriente eléctrica.
- 8 teclas independientes para un rápido conteo sencillo y preciso.
- 9 ventanas con excelente visualización del conteo para el operador.
- Totalizador que muestra en su ventanilla independiente el conteo total de células.
- Rango de conteo de 000 a 999 en cada ventana.
- Tiras con imágenes a color para identificar y contar cada tipo de célula.
- Carcasa de plástico ABS, resistente a impactos y a químicos.
- Perillas laterales para restablecer el conteo a ceros ("000").
- Timbre de aviso cada 100 células contadas para evitar errores.
- Base con 4 gomas antideslizantes para una mejor sujeción del dispositivo.
- Engranajes resistentes al desgaste para una mayor funcionalidad.
- Mantenimiento preventivo fácil para el operador.

Accesorios Incluidos

¡¡Incluye Manual de Operación en Español!!