




**Garantía
2 años**

Mezclador Giratorio de 30 Tubos




MSD103974

Descripción

El mezclador de 30 tubos es un dispositivo diseñado para homogeneizar líquidos o soluciones contenidas en tubos. Ideal para mezclar muestras de sangre y cultivos de laboratorio.

Especificaciones Técnicas

Velocidad	10 - 100 rpm
Capacidad Máx.	30 tubos de 15 ml
Operación	Tiempo - Continuo
Inclinación	45°
Dimensiones de plataforma	Ø 300 mm
Dimensiones del equipo	300x280x260 mm
Peso	5 kg
Alimentación	110V 60Hz



Características

- Movimiento giratorio de 360°.
- Ángulo de mezcla fijo a 45°.
- Funcionamiento continuo o temporizado (0-30 minutos).
- Perillas de control de tiempo y velocidad.
- Operación continua, estable y silenciosa.
- Fácil carga y descarga de los tubos.

Accesorios Incluidos

- Cable de alimentación (110V 60Hz)
- Manual de Operación en Español