



Agitador Magnético Digital

AMF100403



Garantía
2 año



9001:2015
13485:2016



Conformidad
Europea

Para más información



Especificaciones

Especificaciones Técnicas

Velocidad	200 a 2000 rpm
Temperatura Máx.	350°C
Volumen Máx.	5000 ml
Operación	Continua
Plataforma	190x190 mm
Peso	5 kg
Potencia	600 W
Alimentación	110V 60Hz

Dimensiones:
320 x190 x125 mm



Rotor a elegir



Termómetro
de inmersión
PT100



Fusible



Barra para
agitación



Cable de
alimentación



Soporte T



Soporte T
conector



Manual de
usuario

Características



Características Complementarias



Soporte para termómetro ajustable
en altura y profundidad

Resistente a la corrosión por
productos químicos





Ingeniería Científica
Bionanomolecular S.A. de C.V.

Contacto:

Conmutador: (33)36288333
Visite nuestra página web: <http://icb.mx>
E-mail: atencionaclientes@icb-mx.com

Volcán Paricutín # 5103,
El Colli 1ª. Sección,
Zapopan, Jalisco 45070