



Agitador Orbital Analógico

ROJ105412



Garantía
2 año



9001:2015
13485:2016



Conformidad
Europea



Para más información



Especificaciones


Especificaciones Técnicas

Velocidad	20 a 210 rpm
Temporizador	0-15 min
Carga	≤1Kg
Operación	Continua/Tiempo
Plataforma	302x212 mm
Ø Órbita	22 mm
Peso	4.1 kg
Alimentación	110V 60Hz

Dimensiones:
320x325x110 mm



Accesorios



Manual de usuario



Cable de alimentación

Características

Base de goma
y autoclavable



Antideslizante



 Operación silenciosa

 Alarma sonora al finalizar el ciclo

Perillas para controlar la velocidad y el tiempo.

Características Complementarias



Agitación en un patrón circular y resiste una carga de hasta 1kg





Ingeniería Científica
Bionanomolecular S.A. de C.V.

Contacto:

Conmutador: (33)36288333
Visite nuestra página web: <http://icb.mx>
E-mail: atencionaclientes@icb-mx.com

Volcán Paricutín # 5103,
El Colli 1^a. Sección,
Zapopan, Jalisco 45070