



Agitador Vortex ECO

AVJ100217



Garantía
2 año



9001:2015
13485:2016



Conformidad
Europea


Para más información



Especificaciones Técnicas

Velocidad	3000 rpm
Operación	Continua/Presión
Peso	4 kg
Alimentación	110V 60Hz
Ø Vortice	4 mm
Potencia	30 W
Protección	IP21

Dimensiones:
160x170 mm



Manual de usuario



Fusible



Cable de alimentación adherido al equipo

Características



Características Complementarias



Dos modos de operación mediante presión

Estructura de metal resistente a golpes



Protege al equipo de sobrecargas y corto circuito



Ingeniería Científica
Bionanomolecular S.A. de C.V.

Contacto:

Conmutador: (33)36288333
Visite nuestra página web: <http://icb.mx>
E-mail: atencionaclientes@icb-mx.com

Volcán Paricutín # 5103,
El Colli 1^a. Sección,
Zapopan, Jalisco 45070