



Baño María 3.3 Litros

BMF100941
2^{da} Generación



Garantía
2 año



9001:2015
13485:2016



Conformidad
Europea

Para más información



Especificaciones

Especificaciones Técnicas

Temperatura	TA+5° a 100°C
Temporizador	0 - 999 min
Estabilidad	±0.5°C
Operación	Continua/Tiempo
Dimensiones internas	160x160x130mm
Peso	3KG
Potencia	300W
Alimentación	110V 60Hz

Dimensiones:
200x210x210mm



Accesorios



Características

Anillos reductores de diferentes diámetros



Tapa desmontable



Controlador inteligente de temperatura



Switch de encendido



Panel digital polarizado



Características Complementarias



Sensor electrónico de temperatura PT100 en el tanque.

Calentamiento mediante resistencia eléctrica de acero inoxidable.

Esquinas curvas para una mejor limpieza y vaceado del equipo.



Cuerpo de acero laminado en frío con pintura electrostática.



Alarma auditiva y visual en caso de sobrecalentamiento del agua.



Ingeniería Científica
Bionanomolecular S.A. de C.V.

Contacto:

Conmutador: (33)36288333
Visite nuestra página web: <http://icb.mx>
E-mail: atencionaclientes@icb-mx.com

Volcán Paricutín # 5103,
El Colli 1ª. Sección,
Zapopan, Jalisco 45070