



# Centrífuga FUGE I

CDY101774



Garantía  
3 años



13485:2016  
9001:2015



Conformidad  
Europea

Para más información



# Especificaciones

## Especificaciones Técnicas

Velocidad	300 a 4000 rpm
FCR Máxima	1 880 xg
Temporizador	1s - 99 min
Operación	Tiempo
Ruido	<55dB
Peso	8 kg
Potencia	100 W
Alimentación	110V 60Hz

Dimensiones\*:  
310x270x220 mm



\*Medidas aproximadas

# Accesorios

## Rotores Compatibles\*



8x15 ml  
1880 xg



12x10 ml  
1790 xg



12x5 ml  
1540 xg



12x7 ml  
1540 xg



Cable de alimentación  
(110V 60Hz)



Fusible



Manual de Operación  
en Español

\*Un rotor a elegir

# Características

Validación de RPM\*



Tapa de Seguridad con cerrado hermético



Rotor




Velocidad configurable en RPM y/o FCR



Apertura manual de la tapa



Botón de encendido/apagado



Motor libre de mantenimiento sin escobillas de carbón.



\*No incluye tacómetro

## Vista Frontal



## Vista Posterior





Ingeniería Científica  
Bionanomolecular S.A. de C.V.

**Contacto:**

Conmutador: (33)36288333  
Visite nuestra página web: <http://icb.mx>  
E-mail: [atencionaclientes@icb-mx.com](mailto:atencionaclientes@icb-mx.com)

Volcán Paricutín # 5103,  
El Colli 1<sup>a</sup>. Sección,  
Zapopan, Jalisco 45070