



# Centrífuga FUGE III

CDY110347



Garantía  
3 año



9001:2015  
13485:2016



Conformidad  
Europea

Para más información



# Especificaciones

## Especificaciones Técnicas

Velocidad	300 a 16 000 rpm
FCR Máxima	17 940 xg
Temporizador	1s - 99 min
Operación	Tiempo
Ruido	<55dB
Peso	14.5 kg
Potencia	200 W
Alimentación	110V 60Hz

Dimensiones:  
360x275x206 mm



# Rotor a elegir



12 x 1.5/ 2ml

16,000 rpm  
17,940 xg



10 x 5 ml

16,000 rpm  
17,880 xg



Cable de  
alimentación

# Características



Vista Frontal



Facil monaje de rotor



10x5



12x2

Colocar los tubos en el rotor de manera simetrica



Ingeniería Científica  
Bionanomolecular S.A. de C.V.

**Contacto:**

Conmutador: (33)36288333  
Visite nuestra página web: <http://icb.mx>  
E-mail: [atencionaclientes@icb-mx.com](mailto:atencionaclientes@icb-mx.com)

Volcán Paricutín # 5103,  
El Colli 1<sup>a</sup>. Sección,  
Zapopan, Jalisco 45070