



Centrífuga FUGE PRO

CDF110877



Garantía
3 año



9001:2015
13485:2016



Conformidad
Europea

Para más información



Especificaciones

Especificaciones Técnicas

Velocidad	1000 - 4000 rpm
FCR Máxima	1790 xg
Incrementos	500 rpm
Temporizador	1 - 60 min
Operación	Tiempo
Ruido	<43.8 dB
Peso	4 kg
Potencia	80 W
Alimentación	110V 60Hz

Dimensiones:
320x340x280 mm



Accesorios



Manual



Camisa



Base de goma



Fusible

Características



Frenado de seguridad



Apertura manual.



Validación de RPM



*No incluye tacómetro




Rotor angular



Panel de control



Base con ventosas.



Fusible



Vistas

Vista Frontal



Vista Posterior





Ingeniería Científica
Bionanomolecular S.A. de C.V.

Contacto:

Conmutador: (33)36288333
Visite nuestra página web: <http://icb.mx>
E-mail: atencionaclientes@icb-mx.com

Volcán Paricutín # 5103,
El Colli 1^a. Sección,
Zapopan, Jalisco 45070