



Centrífuga FUGE MINI

CMJ102487



Garantía
3 año



9001:2015
13485:2016



Conformidad
Europea

Para más información



Especificaciones

Especificaciones Técnicas

Velocidad	3000 a 10 000 rpm
FCR Máxima	5460 xg
Temporizador	1s - 99 min
Operación	Continua/Tiempo
Ruido	<45 dB
Peso	800 g
Potencia	40 W
Alimentación	110V 60Hz

Dimensiones:
195x170x135 mm



Accesorios



Rotor para tira de 8
tubos PCR
0.1 ml o 0.2ml



Rotor
8x0.5 ml



Adaptador
8x0.5 ml



Adaptador
8x0.2 ml



Cable de
alimentación

Características



Vista Lateral



Tubos PCR



Microtubos



Adaptadores



Cambio de roto sin herramientas





Ingeniería Científica
Bionanomolecular S.A. de C.V.

Contacto:

Conmutador: (33)36288333
Visite nuestra página web: <http://icb.mx>
E-mail: atencionaclientes@icb-mx.com

Volcán Paricutín # 5103,
El Colli 1ª. Sección,
Zapopan, Jalisco 45070