



Centrifuga FUGE X

CDY102464



Garantía
3 año



9001:2015
13485:2016



Conformidad
Europea

Para más información




Especificaciones

Especificaciones Técnicas

Velocidad Máx.	200 - 4000 rpm
FCR Máxima	4060 xg
Tiempo	1 min - 9h 59 min
Rango de Temp.	-20° a 40°C
Ruido	<60 dB
Peso	184 kg
Potencia	2500 W
Alimentación	110V 60Hz

Dimensiones:
830x670x780 mm

*Medidas aproximadas



Accesorios



4 Buckets de
Aluminio solido



4 Frascos de plástico




Manual de usuario



Rotor Oscilante



Llaven allen



Palanca de ajuste

Características

*No incluye tacómetro

Validación de RPM con tacómetro.



Eje del rotor



Apertura manual de emergencia.



Cerradura electrónica de la tapa



Amortiguador



Pastilla de encendido



Pastilla de seguridad contra descargas eléctricas



Pantallas LED de 7 segmentos

Características Complementarias



Sensor de temperatura



Sistema de desagüe en el interior



Eje de rotor sin rotor

Armado de rotor



Sistema de cierre





Ingeniería Científica
Bionanomolecular S.A. de C.V.

Contacto:

Conmutador: (33)36288333
Visite nuestra página web: <http://icb.mx>
E-mail: atencionaclientes@icb-mx.com

Volcán Paricutín # 5103,
El Colli 1ª. Sección,
Zapopan, Jalisco 45070