



Micropipeta Advanced Volumen Fijo

PFI110726



Garantía
1 año



9001:2015
13485:2016



Conformidad
Europea

Para más información



Especificaciones

Rango de Volumen	Código interno (SKU)
5 µl	PFI110637
10 µl	PFI110645
50 µl	PFI110676
200 µl	PFI110692
500 µl	PFI110711
1000 µl	PFI110726



Accesorios



Herramienta de calibración



Soporte de mesa



Muestra de punta



Certificado de calibración



Check list



Manual de usuario



Caja de almacenamiento

Características

Anillos reductores de diferentes diámetros




Evita la contaminación con su botón eyector de puntas.




No necesita preparación especial.



Compatible con la mayoría de puntas




Características Complementarias



Calibración en laboratorio con tecnología UniCal™ (Patentada).

Alta precisión con la tecnología μ Air™. (patentada)



Forma ergonómica para un cómodo manejo

Perilla para fácil ajuste de volumen.



Sistema de color para fácil identificación

Se puede esterilizar en autoclave.



Ingeniería Científica
Bionanomolecular S.A. de C.V.

Contacto:

Conmutador: (33)36288333
Visite nuestra página web: <http://icb.mx>
E-mail: atencionaclientes@icb-mx.com

Volcán Paricutín # 5103,
El Colli 1ª. Sección,
Zapopan, Jalisco 45070