



## Gradillas de plástico para Tubos Cónicos ICB

Capacidad para Tubos de 15 y 50 ml

### Características:

- Gradillas de polipropileno
- Ideales para cualquier área en el laboratorio así como para todo tipo de baños maría, baño con circulación, baño seco, etc.
- Autoclavables.
- Soportan bajas y altas temperaturas.
- Capacidad de 10 tubos Cónicos de 50 ml
- Capacidad de 18 tubos Cónicos de 15 ml
- \*Tubos No incluidos



Volcan Paricutin 5103, El Colli, Zapopan, Jal. C.P. 45070 

33-3628-8333 

33-3628-3660 

[ventas1@icb-mx.com](mailto:ventas1@icb-mx.com) / [ventas2@icb-mx.com](mailto:ventas2@icb-mx.com) 

[www.icb-mx.com](http://www.icb-mx.com) 