




**Garantía
2 años**

Incubadora Refrigerada con Agitación 70 litros



IAF110854

Descripción

La incubadora refrigerada con agitación combina el control de temperatura y movimiento oscilatorio, proporcionando una mezcla homogénea y una óptima temperatura para el cultivo de microorganismos, células y reactivos biológicos en condiciones óptimas.

Especificaciones Técnicas


Capacidad	70 litros
Temperatura	4°C a 65°C
Estabilidad	±0.1°C
Uniformidad	±1°C
Velocidad	30 - 300 rpm
Orbita	Ø 20 mm
Temporizador	0 - 9999 min
Operación	Continua/Tiempo
Dimensiones internas	560x390x320 mm
Dimensiones externas	600x770x500 mm
Peso	65 kg
Potencia	800 W
Alimentación	110V 60Hz



9001:2015
13485:2016



Conformidad
Europea



Características

- Panel LCD de 3" para la configuración de parámetros.
- Motor libre de mantenimiento sin escobillas de carbón.
- Interior de acero inoxidable SUS304 con acabado en espejo.
- Tapa transparente fabricada en resina importada.
- Foco de luz LED blanca para iluminar el interior.
- Esterilización del interior mediante lámpara UV a 253.7nm.
- Sensor electrónico de temperatura PT100 en el interior.
- Ventilador de circulación de aire suave (convección forzada).
- Alarma auditiva y visual al finalizar el tiempo programado.
- Calentamiento por resistencia eléctrica de acero inoxidable.
- Sistema de refrigeración con refrigerante R134a.

Accesorios Incluidos

- Plataforma universal con resortes
- Cable de alimentación (110V 60Hz)
- Manual de Operación en Español