



Mezclador Giratorio de Tubos ICB-MIXER

Catálogo: MSD103974

Características

- Adecuado para mezclas de muestras de sangre y cultivo
- Giro de 360° grados
- Funcionamiento continuo o temporizado de 30 minutos
- Angulo de Tubos de 45°
- Certificados ISO 9001, ISO 13485



Especificaciones Técnicas

Capacidad Máxima	30 Tubos de 15 ml
Velocidad	10-100 RPM
Dimensiones del equipo	310 x 310 x 460 mm
Dimensiones de plataforma	Ø300 mm
Peso	5 kg
Alimentación	110 v 60 Hz

Volcan Paricutin 5103, El Colli, Zapopan, Jal. C.P. 45070 

33-3628-8333 

33-3628-3660 

ventas1@icb-mx.com / ventas2@icb-mx.com 

www.icb-mx.com 