




**Garantía
1 año**

Micropipeta Advanced Volumen Fijo



CE

Conformidad
Europea



17025:2017



8655:2022



Descripción

La Micropipeta Advanced monocanal de volumen fijo de ICB está diseñada con tecnologías patentadas que garantizan precisión y comodidad para los usuarios de laboratorio. Calibradas y certificadas acorde a las normas ISO

Características

- Alta precisión con la tecnología μ Air™. (patentada)
- Recalibración en laboratorio con tecnología UniCal™ (patentada)
- Perilla para fácil ajuste de volumen.
- Se puede esterilizar en autoclave.
- Evita la contaminación con su botón eyector de puntas.
- No necesita preparación especial.
- Código de color para identificar rápidamente el volumen.

Accesorios Incluidos

- Herramienta de calibración
- Muestra de punta
- Soporte de mesa
- Manual de Operación en Español
- Certificado de calibración

Micropipetas de Volumen Fijo

Modelo SKU	Volumen (µl)	Exactitud		CV	
		+/-%	+/-µl	+/-%	+/-µl
PFI110637	5	2	0.10	1	0.05
PFI110645	10	1	0.10	0.5	0.05
PFI110676	50	0.8	0.40	0.4	0.20
PFI110692	200	0.6	1.20	0.2	0.40
PFI110711	500	0.6	3.00	0.2	1.00
PFI110726	1000	0.6	6.00	0.2	2.00

Reporte de calibración



REPORTE DE CALIBRACIÓN

Fecha de impresión: 6/09/2024
ESTADO : APROBADO

DESCRIPCIÓN : Micropipeta Monocanal 5 µl

ID DEL DISPOSITIVO : 24309461

Identificación del método : FV/5

ULR No. : CC103224000274914F

FECHA DE CALIBRACIÓN : 5/09/2024 10:21 AM

IDENTIFICACIÓN DEL TERMINAL : 69

Lugar: Laboratorio ICB

FACTORES AMBIENTALES

TEMP : 25.00 °C FACTORES Z : 1.0040 mm³/mg PRESIÓN BARÓRICA : 100.00 KPa HUMEDAD RELATIVA : 60.00%

ESTADÍSTICA DE CALIBRACIÓN

Vol (µl)	No	Peso Wt (mg)	Vol (µl)	Prom.(µl)	SD (µl)	Error E%		Variación CV%		Estado
						Actual	Objetivo	Actual	Objetivo	
5.000	1	5.000	5.020	4.987	0.058	0.267	2.00	< 1.00	1.00	APROBADO
	2	10.000	5.020							
	3	14.900	4.920							